


01



БАКТЕРИЦИДНЫЕ ОБЛУЧАТЕЛИ-РЕЦИРКУЛЯТОРЫ



ООО «Мед ТеКо» — российский разработчик и производитель современного высокотехнологичного медицинского оборудования в области физиотерапии, обеззараживания воздуха, дезинфекции и стерилизации.

02



ОБР-30/15-МЕД ТЕКО

Обеззараживание воздуха - лучшая профилактика заболеваний во время эпидемий!

03

Эффективность уничтожения
вирусов, микроорганизмов
и бактерий


99,9 %



Обеззараживает воздух



В присутствии
людей



Подходит
для дома

Лучшая профилактика заболеваний во время эпидемий —

ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ ВОЗДУХА!



дошкольные
и школьные
учреждения



общественные
учреждения



транспорт



больницы
и поликлиники



офисы,
квартиры




передвижные
медкомплексы


ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

05

Плотность скопления людей
в час-пик в общественном
транспорте может достигать
7 человек на квадратный метр.




06



Пассажиропоток
аэропорта Шереметьево
составил в 2019 году 49,933
млн человек.

07

Максимальное количество
пассажиров, перевозимых
метрополитеном в сутки
за 2019 год составило
9 432 052 пассажиров.





Порог заболевших ОРВИ
в феврале 2020 года превышен
в 20 регионах в Центральной
России, Приволжье, на Урале,
в Сибири и на Дальнем Востоке.

09



ПОТОК
НЕДЕЗИНФИЦИРОВАННОГО
ВОЗДУХА




ПОТОК
ДЕЗИНФИЦИРОВАННОГО
ВОЗДУХА

10

МОДЕЛИ

ОБЛУЧАТЕЛЕЙ-
РЕЦИРКУЛЯТОРОВ



**Передвижные модели
с 2-мя лампами**

ОБР 15/2-П Мед ТеКо
ОБР-30/2-П Мед ТеКо



**Настенные модели
с 2-мя лампами**

ОБР 15/2-Н Мед ТеКо
ОБР-30/2-Н Мед ТеКо



**Настенные модели
с 1 лампой**

ОБР-15 Мед ТеКо
ОБР-30 Мед ТеКо

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


		НАСТЕННЫЕ				ПЕРЕДВИЖНЫЕ	
		ОБР-15	ОБР-30	ОБР-15/2-Н	ОБР-30/2-Н	ОБР-15/2-П	ОБР-30/2-П
Количество ламп, шт		1	1	2	2	2	2
Производительность, м ³		30	60	60	90	60	90
Срок службы лампы		9000	9000	9000	9000	9000	9000
Габаритные размеры, мм		90X90X600	90X90X1010	630X250X132	1030X250X132	630X250X132	1030X250X132
Вес, кг		2,5	3	3,5	4,5	6,5	7,5

ПРЕИМУЩЕСТВА НАШИХ ОБР



ТАЙМЕР

ресурса работы
бактерицидной лампы
(настраиваемый)



ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК

вместо аналогового
стартерного
устройства




Возможность
комплектования
**ПЕРЕДВИЖНОЙ
СТОЙКОЙ**



АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ

лампы при остановке
вентилятора



МАТЕРИАЛЫ

и компоненты,
стойкие
к УФ-излучению

1+

Не нужен журнал
учета срока
службы лампы

2+

простое управление,
минимум
обслуживания

3+

один прибор
может обслуживать
несколько помещений,
не нужен монтаж

4+

ресурс лампы
не уменьшается
при неработающем
вентиляторе

5+

безопасны
для людей

A photograph of three children playing with large grey building blocks. A girl on the left is standing and placing a block on a tall stack. A boy in the center is kneeling and working on a stack. Another child is partially visible on the right. The background is a bright room with a window. A decorative graphic of overlapping translucent circles is in the top left.

ДОКАЗАННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Результат эксперимента,
проводимого НИИ РАМН гигиены и охраны здоровья детей и подростков,
по эффективности использования «ОБР-Мед ТеКо» в детских коллективах:

1

Детский сад № 27, Долгопрудный, МО

2

Муниципальная общеобразовательная гимназия № 12,
Долгопрудный, МО

Декабрь (3 недели), неблагоприятное время года:
конец учебной четверти, период обострения заболеваний
гриппа и ОРВИ

ДЕТСКИЙ САД

ГИМНАЗИЯ




вторая неделя эксперимента

третья неделя эксперимента


15 ПРОПУЩЕННЫЕ ПО БОЛЕЗНИ ДНИ



ДИНАМИКА ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ



ДИНАМИКА ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ





Полученные в ходе эксперимента данные позволяют утверждать об эффективности использования облучателей ОБР-Мед ТеКо в детских школьных и дошкольных учреждениях.

Использование облучателей
ОБР-Мед ТеКо может
рассматриваться, как одна
из здоровье сберегающих
технологий в условиях
образовательных учреждений.

НИИ гигиены и охраны здоровья
детей и подростков ГУ НЦЗД РАМН



РАЗРАБОТКА И ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРОВ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ

www.medteco.ru



ООО «Мед ТеКо»
Московская область,
г. Мытищи, Олимпийский проспект, д. 16, корп. 2



Отдел продаж: zakaz@medteco.ru



Ответим на ваши вопросы

8(495) 586-73-00



Заказать